

5.º Escurrir (sin lavar con agua), secar y montar. El secreto de este método es calentar bien y hacer muy breve el lavado.

Método de Rosenaw.—1.º Hacer frotis finos y cubrirlos con tanino al 10 % durante unos segundos. 2.º Lavar con agua y escurrir. 3.º Teñir con violeta de genciana anilizada calentando hasta emisión de vapores 1/2-1 minuto. 4.º Lavado en agua. 5.º Sol. de Lugol 1/2-1 minuto. 6.º Decolorar con alcohol rectificado. 7.º Coloración de contraste con sol. alcoh. de eosina. 8.º Lavado en agua, secar y montar.

Este método no es más que un Gram al que precede el tratamiento con tanino. Es bueno.

Método de Rábiger.—1.º Secar al aire los frotis. ¡Nó fijar! 2.º Teñir 20" en la sol. siguiente:

Violeta de genciana 10 grs.
Formol comercial 100 grs.

(Para preparar esta sol., llamada colorante Rábiger, se mezcla y agita fuertemente, dejar reposar varias horas, decantar y filtrar). 3.º Lavar, secar y montar en bálsamo.

Método de Welch.—1.º Fijar. 2.º Cubrir la preparación con ácido acético cristalizado unos segundos. ¡Nó lavar! Verter el ácido acético y añadir violeta de genciana anilizada o fenicada, calentar, vaciar y reponer la violeta 3-4 veces y, por fin, lavar con solución sal. al 2 %.

Método de Nicolle.—1.º Fijar. 2.º Violeta de genciana fenicada y caliente 4 6". 3.º Decolorar rápidamente con alcohol acetona (para diferenciar).

Método de Raufmann (doble coloración de bacilos y cápsulas): azul alcalino de Löffler algunos minutos; rápido lavado en agua; sumersión en sol. ac. de protargol al 0'25 %. 4.º para diferenciar; fuchina de Ziehl al 5 % en agua durante 5-10"; lavar y ver.

DR. RAFAEL IBÁÑEZ
Jefe de Sección del I. P. de H.

RELACION de los trabajos efectuados en el laboratorio del Instituto Provincial de Higiene y servicios prestados por el mismo durante el mes de Enero de 1929.

Traslado de un enfermo paratífico desde el Hospital Provincial a Adra.

Suministro de vacuna antivariólica a:

Vélez-Blanco	200 dosis
Mojácar	100 id.
Alhabia	100 id.
Alcolea	100 id.
Fiñana	100 id.
Sierro	100 id.
Alboloduy	100 id.

De vacuna antiúfica a:

Fiñana	60 id.
Dalias	200 id.
Zurgena	40 id.
Almería	10 id.

De Suero antidiftérico a:

Almería	2 frascos
-------------------	-----------

LABORATORIO

ANALISIS de sangre	57
Id. de orina	19
Id. de líquido cefalo-raquídeo	1
Id. de secreción nasal	1
Id. de esputos	1
Id. de agua	1
Preparación de autovacuna	1
Tratamiento antirrábico	1

Almería y Febrero de 1929.

El Director,
DR. LOPEZ PRIOR



S. N.

BOLETIN DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE DE ALMERIA

Jr.